

クロライト O₂-リラーゼ

Cat. No. EXWM-0567

Lot. No. (See product label)

はじめに

反□は塩素酸塩および過塩素酸塩還元細菌において逆方向に進行します。塩素酸塩が過酸化水素、過塩素酸、塩素酸塩、または亜硝酸塩に置き換えられると、活性はありません。塩素酸塩ジスムターゼという用語は誤解を招くものであり、反□はジスムテーション/不均化を含みません。鉄とプロトヘム IXを含みます。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.13.11.49

反□ 塩化物 + O₂ = 塩素酸塩

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客□の仕□に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。