

## ジアシルグリセロール O-アシルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2144

Lot. No. (See product label)

### はじめに

|    |                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明 | パルミトイルCoAおよび他の長鎖アシルCoAは、ドナーとして機能することができます。                                                                                                                                   |
| 別名 | ジグリセリドアシルトランスフェラーゼ; 1,2-ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ; ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ; ジグリセリドO-アシルトランスフェラーゼ; パルミトイル-CoA-sn-1,2-ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ; アシル-CoA:1,2-ジアシルグリセロールO-アシルトランスフェラーゼ |

### 製品情報

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 形態      | 液体または凍結乾燥粉末                                          |
| EC番号    | EC 2.3.1.20                                          |
| CAS登録番号 | 9029-98-5                                            |
| 反応      | アシルCoA + 1,2-ジアシル-sn-グリセロール = CoA + トリアシルグリセロール      |
| 備考      | このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。 |

### 保管・発送情報

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 保存方法 | 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。 |
|------|----------------------------------------------------------|