

Kdo2-リピッドA ホスホトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-3211

Lot. No. (See product label)

はじめに

概要 内膜タンパク質。酵素の活性はPmrAによって調節される。in vitroでは、酵素はジアシルグリセロール3-ジリン酸をリン酸供与体として使用できる。

別名 リピッドA アンデカプレニル ホスホトランスフェラーゼ; LpxT; YeiU

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.4.29

反応 ditrans-octakis-undecaprenyl二リン酸 + α -D-Kdo-(2→4)- α -D-Kdo-(2→6)-リピッドA = ditrans-octakis-undecaprenylリン酸 + α -D-Kdo-(2→4)- α -D-Kdo-(2→6)-リピッドA 1-二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。