

アルコール硫酸転移酵素

Cat. No. EXWM-3378

Lot. No. (See product label)

はじめに

〇明 一次および二次アルコール、脂肪族アルコール、アスコルビン酸、クロラムフェニコール、エフェドリンおよびヒドロキシステロイドを含むが、フェノール性ステロイドは含まれない、は受容体として作用することができる（参照：EC 2.8.2.15 ステロイド硫酸転移酵素）。

別名 ヒドロキシステロイド硫酸転移酵素; 3β-ヒドロキシステロイド硫酸転移酵素; Δ5-3β-ヒドロキシステロイド硫酸キナーゼ; 3-ヒドロキシステロイド硫酸転移酵素; HST; 5α-アンドロステノール硫酸転移酵素; コレステロール硫酸転移酵素; デヒドロエピアンドロステロン硫酸転移酵素; エストロゲン硫酸キナーゼ; エストロゲン硫酸転移酵素; ステロイドアルコール硫酸転移酵素; ステロイド硫酸キナーゼ; ステロイド硫酸転移酵素; ステロール硫酸キナーゼ; ステロール硫酸転移酵素; アルコール/ヒドロキシステロイド硫酸転移酵素; 3β-ヒドロキシステロイド硫酸転移酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.8.2.2

CAS登録番号 9032-76-2

反応 $3\text{-ホスホアデニル硫酸} + \text{アルコール} = \text{アデノシン } 3',5'\text{-ビスリン酸} + \text{アルキル硫酸}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。