

補体因子I

Cat. No. EXWM-4138

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 補体サブコンポーネントC3bの切断には、補因子ファクターHまたは補体受容体CR1への結合が必要です。iC3bの切断には補体受容体CR1が必要です。C4bの切断にはC4b結合タンパク質が必要です。ペプチダーゼファミリーS1（トリプシンファミリー）

別名 補体成分C3b不活化因子; C3b不活化因子; C3b/C4b不活化因子; C3bINA; 補体C3b/C4b不活化因子; 補体C4b不活化因子; コングルチニン活性化因子C; 補体C3b不活化因子; 因子I; 補体C4bi

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.4.21.45

CAS登録番号 80295-66-5

反応 補体サブコンポーネントC3b、iC3b、およびC4bをプロテオリティック切断によって不活性化します。

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客様の仕様に合わせてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。