

シクロヘキシルイソシアニドヒドラターゼ

Cat. No. EXWM-4942

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 Pseudomonas putida株N19-2からの酵素は、他のイソニトリルの水和反□を□□するN-置換

フォルマミドに触媒することもできます。この酵素は金属の要求がありません。

別名 イソニトリルヒドラターゼ; N-シクロヘキシルホルムアミド加水分解酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.1.103

CAS登□番号 358974-06-8

 ∇ N-シクロヘキシルホルムアミド = シクロヘキシルイソシアニド + H2O

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ で保管してくだ

3110