

## (4S)-β-フェランドレン合成酵素 (ガラニルニリン酸環化)

Cat. No. EXWM-5212

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** Mn<sup>2+</sup>が必要です。Mg<sup>2+</sup>は効果がありません。いくつかの(-)-α-フェランドレンも生成されます。この反応は1,3-水素シフトを含みます。

**別名** フェランドレン合成酵素; (-)-β-フェランドレン合成酵素; (-)-(4S)-β-フェランドレン合成酵素

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 4.2.3.52

**CAS登録番号** 137010-34-5

**反応** ガラニルニリン酸 = (4S)-β-フェランドレン + ニリン酸

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。