

## β-ユーデスモール合成酵素

Cat. No. EXWM-5229

Lot. No. (See product label)

## はじめに

**□**明 生姜(Zingiber zerumbet)からの組換え酵素は、62.6%のβ-ユーデスモール、16.8%の10-

ェピ- $\gamma$ -ユーデスモール(参照: EC 4.2.3.84、10-エピ- $\gamma$ -ユーデスモール合成酵素)、10%の  $\alpha$ -ユーデスモール(参照: EC 4.2.3.85、 $\alpha$ -ユーデスモール合成酵素)、および5.6%のアリ

ストレンを生成します。

## 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC**番号 EC 4.2.3.68

**反** (2E,6E)-ファルネシルニリン酸 + H2O = β-ユーデスモール + ニリン酸

*備考* このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

**保存方法** 短期間は **+4** ℃ で保管してください。長期間保管する場合は **-20** ℃~-**80** ℃ で保管してくだ

さい。