

α-ロンゲピネン合成酵素

Cat. No. EXWM-5243

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 ノルウエースプルースからの酵素は、主な生成物としてロンゲイフォレンを生成します（参照: EC 4.2.3.58、ロンゲイフォレンシンターゼ）。α-ロンゲイピネンは、総生成物の約15%を占めています。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.80

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 = α-ロンゲイピネン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。