

trans-2-デセンオイル-[アシルキャリアタンパク質]異性化酵素

Cat. No. EXWM-5494

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 大腸菌由来の酵素は10炭素のエノイル-ACPに□して非常に特異的ですが、肺炎球菌由来の酵素

は、in vitroで12炭素のエノイル-ACPを基質として使用することもできますが、14炭素または16炭素のエノイル-ACPは使用できません。ACPは、CoAまたはN-アセチルシステイミンチオエステルのいずれかに置き換えることができます。シス-3-エノイル生成物は、解離型(またはタイプII)脂肪酸生合成において、パルミトレイン酸やシス-バケニン酸などの不飽和脂肪

酸を形成するために必要です。

*別*名 β-ヒドロキシデカノイルチオエステル脱水素酵素; トランス-2-シス-3-デセンオイル-ACP 異性

化酵素; トランス-2,シス-3-デセンオイル-ACP 異性化酵素; トランス-2-デセンオイル-ACP 異性化酵素; FabM; デセンオイル-[アシルキャリアプロテイン] Δ 2-トランス- Δ 3-シス-異性化酵

素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 5.3.3.14

*CAS*登□番号 9030-80-2

友[] a trans-dec-2-enoyl-[acyl-carrier protein] = a cis-dec-3-enoyl-[acyl-carrier protein]

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は **+4** ℃ で保管してください。長期間保管する場合は **-20** ℃~-**80** ℃ で保管してくだ

5110