

プロスタグランジン E 合成酵素

Cat. No. EXWM-5511

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

エピジオキシブリッジの開放をもたらします。グルタチオンが必要です。

別名

プロスタグランジン-H2 E-異性化酵素; エンドペロキシド異性化酵素; エンドペロキシド異性化酵素; プロスタグランジン R-プロスタグランジン E 異性化酵素; プロスタグランジンエンドペロキシド E 異性化酵素; PGE 異性化酵素; PGH-PGE 異性化酵素; PGE2 異性化酵素; プロスタグランジンエンドペロキシド E2 異性化酵素; プロスタグランジン H-E 異性化酵素

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 5.3.99.3

CAS登録番号

52227-79-9

反応

(5Z,13E)-(15S)-9 α ,11 α -エピジオキシ-15-ヒドロキシプロスタ-5,13-ジエノエート = (5Z,13E)-(15S)-11 α ,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-5,13-ジエノエート

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。