

メチルアスパラギン酸ミューターース

Cat. No. EXWM-5549

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	コバミド補酵素が必要です。
別名	グルタミン酸ミューターース; グルタミン酸ミューターース; グルタミン酸異性化酵素; グルタミン酸ミューターース; グルタミン酸異性化酵素; メチルアスパラギン酸ミューターース; β -メチルアスパラギン酸-グルタミン酸ミューターース; グルタミン酸異性化酵素

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 5.4.99.1
CAS登録番号	9032-97-7
反応	L-スレオ-3-メチルアスパラギン酸 = L-グルタミン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--