

トランス-フェルラロイル-CoAシンターゼ

Cat. No. EXWM-5692

Lot. No. (See product label)

はじめに

不明 Mg²⁺を必要とします。この反応でAMP + 二リン酸またはADP + リン酸が生成されるかどうかはまだ確立されていません。

別名 trans-フェルロイル-CoA合成酵素; trans-フェルラート:CoASHリガーゼ (ATP加水分解); フェルラート:CoASHリガーゼ (ATP加水分解)

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 6.2.1.34

反応 フェルラ酸 + CoA + ATP = フェルロイル-CoA + ATP分解の生成物

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。