

## グルタミン酸-システインリガーゼ

Cat. No. EXWM-5739

Lot. No. (See product label)

## はじめに

 $\Box$ 明 L-アミノヘキサノエートをグルタミン酸の代わりに使用できます。

*別名*  $\gamma$ -グルタミルシステイン合成酵素;  $\gamma$ -グルタミル-L-システイン合成酵素;  $\gamma$ -グルタミルシステ

イン合成酵素

製品情報

*形態* 液体または凍結乾燥粉末

**EC**番号 EC 6.3.2.2

**CAS**登□番号 9023-64-7

 $\boxed{\Box}$  ATP + L-グルタミン酸 + L-システイン = ADP + リン酸 + γ-L-グルタミル-L-システイン

*備考* このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してくだ

5110