

オキシダーゼ試薬

Cat. No. NATZ-040

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

シトクロムオキシダーゼの存在は、シトクロムオキシダーゼに電子供与体として作用するオキシダーゼ試薬を使用することで検出できます。細菌が試薬を酸化すると、インドフェノールブルーの形成により濃い紫色に変わり、陽性反応を示します。このテストは、陽性反応を示すネisseria、アエロモナス、ピブリオ、カンピロバクター、そして陰性反応を示すエンテロバクテリア科の種をスクリーニングするのに適しています。

製品情報

形態

液体