

オキシダーゼ試□

Cat. No. NATZ-040

Lot. No. (See product label)

はじめに

[明

シトクロムオキシダーゼの存在は、シトクロムオキシダーゼに電子供与体として作用するオキシダーゼ試□を使用することで□出できます。細菌が試□を酸化すると、インドフェノールブルーの形成により濃い紫色に□わり、陽性反□を示します。このテストは、陽性反□を示すネイセリア、アエロモナス、ビブリオ、カンピロバクター、そして陰性反□を示すエンテロバクテリア科の種をスクリーニングするのに適しています。

製品情報

形態

液体