

アキレス腱由来コラーゲン (37ミクロン未〇)

Cat. No. CEFX-004

Lot. No. (See product label)

はじめに

〇明 新鮮な牛のアキレス腱の非コラーゲン組織をすべて除去し、小さな部分に切り分けました。0°Cで6日間抽出し、可溶性タンパク質を除去するためにNa₂HP04溶液を数回交換します。その後、粘液多糖類を除去するために、0°Cで25% KCl溶液で6日間抽出しました。最後に、残渣を水で十分に洗淨し、無水エタノールで脱水し、空気中で乾燥させました。不溶性; 非〇性
粒子サイズ: 40メッシュを通過 (37ミクロン未〇)

製品情報

種	ウシの
由来	アキレス腱
形態	粉末