

高純度プロテアーゼ、豚膵臓

Cat. No. CEFX-031

Lot. No. (See product label)

はじめに

[明

1. 豚膵臓組織は物理的に破壊され、凍結バッファーと混合されました。 2. 脱色。 3. プロテアーゼは遠心分離、電気泳動、クロマトグラフィーによって分離され、精製されます。 4. 高 純度のトリプシンとキモトリプシンが得られます。

製品情報

種

豚の

由来

豚膵臓

形態

粉末

活性

トリプシン: 17.0-20.0 ユニット/mg。 キモトリプシン: 16-19 ユニット/mg。

単位定義

1ユニットは25°Cで 1μ Mの基質を1分あたり加水分解します。

保管・発送情報

保存方法

5°Cで保管してください。安定性は**1-2**年です。