

高純度プロテアーゼ、豚膵臓

Cat. No. CEFX-031

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明

1. 豚膵臓組織は物理的に破壊され、凍結バッファーと混合されました。 2. 脱色。 3. プロテアーゼは遠心分離、電気泳動、クロマトグラフィーによって分離され、精製されます。 4. 高純度のトリプシンとキモトリプシンが得られます。

製品情報

種	豚の
由来	豚膵臓
形態	粉末
活性	トリプシン: 17.0-20.0 ユニット/mg。 キモトリプシン: 16-19 ユニット/mg。
単位定義	1ユニットは25°Cで1μMの基質を1分あたり加水分解します。

保管・発送情報

保存方法 5°Cで保管してください。安定性は1-2年です。