

プロテアーゼ阻害剤カクテル II

Cat. No. CEI-0796

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 アスパラギン酸、システイン、セリン、メタロプロテアーゼ、およびアミノペプチダーゼを阻害します。細菌細胞抽出物と一緒に使用することを推奨します。各バイアルを1mlのDMSOと4mlのH₂Oで再構成し、20 mM AEBSF.HCl、1.7mM ペスタチン、200μM E-64、85mM EDTA、および2mM ペプスタチンAを含む5mlのストック溶液を得ます。

製品情報

外形 凍結乾燥固体

標的 プロテアーゼ