

ネイティブコリネバクテリウムリリウムクレアチンデヒミナーゼ

Cat. No. DIA-291

Lot. No. (See product label)

はじめに

〇明 クレアチニンの測定のためのヒドロラーゼで、クレアチンをN-メチルヒダントインとアンモニアに〇換する触媒です。この製品の実績のある診断品質に依存してください。

用途 クレアチンデアミナーゼを使用して、N-カルバモイルサルコシニアミダーゼ、N-メチルヒダントインアーゼ（ATP加水分解）およびサルコシンオキシダーゼと組み合わせたクレアチニンの測定のための診断テストを行います。

別名 クレアチニンヒドロラーゼ; クレアチンデシミナーゼ

製品情報

由来 コリネバクテリウム・リリウム

外形 ページュ凍結乾燥物

活性 45.0-90.0 U/mg 凍結乾燥物

混入物 ATPase: <0.1 クレアチナーゼ: <0.013 クレアチニナーゼ: <0.01 カタラーゼ: <10.0 ウレアーゼ: <0.007 尿酸オキシダーゼ: <0.01

保管・発送情報

安定性 +2°Cから+8°Cの範囲内で12ヶ月間の仕〇範囲内。乾燥した場所に保管してください。光から保護してください。