

ネイティブ豚**D-**アミノ酸オキシダーゼ

Cat. No. NATE-0180

Lot. No. (See product label)

はじめに

☑明 豚の腎臓から分離されたD-アミノ酸オキシダーゼは、D-アラニンとFADの測定、およびラセミ

混合物からL-アミノ酸を調製するために使用されます。Creative Enzymesの製品は、医 \Box 品

用途には使用されることを意図していません。

用途 d-アラニンとFADの測定、およびラセミ混合物からのL-アミノ酸の調製。ライフサイエンス

別名 DAAO; DAO; OXDA; DAMOX; D-アミノ酸オキシダーゼ; EC 1.4.3.3; 9000-88-8; オフィオ

アミノ酸オキシダーゼ; L-アミノ酸:O2 オキシドレダクターゼ; 新しい黄色酵素

製品情報

種豚の

由来 豚の腎臓

形態 フリーズドライされた材料。

EC番号 EC 1.4.3.3

CAS登□番号 9000-88-8

活性 > 6000 U/g

単位定義 カタラーゼの存在下で、 25° CおよびpH 8.3° D-アラニンをピルビン酸に \square 換するのに必要な

酵素の量。

保管・発送情報

保存方法 <-15℃で保管してください