

ネイティブ豚D-アミノ酸オキシダーゼ

Cat. No. NATE-0180

Lot. No. (See product label)

はじめに

明 豚の腎臓から分離されたD-アミノ酸オキシダーゼは、D-アラニンとFADの測定、およびラセミ混合物からL-アミノ酸を調製するために使用されます。Creative Enzymesの製品は、医薬品用途には使用されることを意図していません。

用途 d-アラニンとFADの測定、およびラセミ混合物からのL-アミノ酸の調製。ライフサイエンス

別名 DAAO; DAO; OXDA; DAMOX; D-アミノ酸オキシダーゼ; EC 1.4.3.3; 9000-88-8; オフィオアミノ酸オキシダーゼ; L-アミノ酸:O2 オキシドレダクターゼ; 新しい黄色酵素

製品情報

種	豚の
由来	豚の腎臓
形態	フリーズドライされた材料。
EC番号	EC 1.4.3.3
CAS登録番号	9000-88-8
活性	> 6000 U/g
単位定義	カタラーゼの存在下で、25°CおよびpH 8.3でD-アラニンをピルビン酸に変換するのに必要な酵素の量。

保管・発送情報

保存方法 <-15°Cで保管してください