

## (+)-ボルネオール脱水素酵素

Cat. No. EXWM-0101

Lot. No. (See product label)

### はじめに

説明 NADP+も作用することができますが、より低くなります。

別名 パイサイクリックモノテルペノール脱水素酵素

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.1.198

CAS登録番号 111940-47-7

反応 (+)-ボルネオール + NAD+ = (+)-カンフル + NADH + H+

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。