

(+)-サビノール脱水素酵素

Cat. No. EXWM-0134

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 NADP+は、よりよく作用することもできます。(+) -3-チュジョンと(-) -3-イソチュジョンの生成に関与しています。

別名 (+) -シス-サビノール脱水素酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.1.228

CAS登録番号 111940-50-2

反応 (+) -シス-サビノール + NAD+ = (+) -サビノン + NADH + H+

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。