

キナ酸脱水素酵素

Cat. No. EXWM-0147

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 酵素は基質としてキナートに特異的です; フェニルピルビン酸、フェニルアラニン、シンナメートおよびシキミ酸は基質として機能しません。NAD+はNADP+に置き換えることはできません。

別名 キニック脱水素酵素; キナート:NAD酸化還元酵素; キナート5-脱水素酵素; キナート:NAD+ 5-酸化還元酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.1.24

CAS登録番号 9028-28-8

反応 L-キナート + NAD+ = 3-デヒドロキナート + NADH + H+

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。