

ジアセチルレダクターゼ [(R)-アセトイン形成]

Cat. No. EXWM-0214

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 反□は逆方向に触媒されます。この活性は通常、ブタニ醇脱水素酵素活性（EC 1.1.1.4 または EC 1.1.1.76）に関連しています。ブタニ醇脱水素酵素活性は可逆的ですが、ジアセチル還元酵素活性は不可逆的です。この酵素は酵母のサッカロマイセス・セレビシエに報告されています。EC 1.1.1.304とは異なり、ジアセチル還元酵素 [(S)-アセトイン形成] です。

別名 (R)-アセトイン脱水素酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.1.303

反□ (R)-アセトイン + NAD⁺ = ジアセチル + NADH + H⁺

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。