

## セコイツラリシレノール脱水素酵素

Cat. No. EXWM-0245

Lot. No. (See product label)

### はじめに

□明 フォーシチア・インターメディアとポドフィルム・ペルタタムから分離されました。中間ラク  
トールがin vitroで□出されます。

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.1.331

反応 (-)-セコイツラリシレノール + 2 NAD<sup>+</sup> = (-)-マタレイシノール + 2 NADH + 2 H<sup>+</sup>

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。