

UDP-N-アセチルグルコサミン 3-デヒドロゲナーゼ

Cat. No. EXWM-0292

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 古細菌メタノコッカス・マリパルディスからの酵素はKCl (200 mM) によって活性化されます。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.1.374

反応 $\text{UDP-N-アセチル-}\alpha\text{-D-グルコサミン} + \text{NAD}^+ = \text{UDP-2-アセタミド-3-デヒドロ-2-デオキシ-}\alpha\text{-D-グルコピラノース} + \text{NADH} + \text{H}^+$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。