

L-グルコン酸3-デヒドロゲナーゼ

Cat. No. EXWM-0330

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	他のL-3-ヒドロキシ酸も酸化します。
別名	L-3-アルドナート脱水素酵素; L-3-アルドン酸脱水素酵素; L-グロニック酸脱水素酵素; L-β-ヒドロキシ酸脱水素酵素; L-β-ヒドロキシ酸-NAD-酸化還元酵素; L-3-ヒドロキシ酸脱水素酵素

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 1.1.1.45
CAS登録番号	9028-51-7
反応	$\text{L-グルコン酸} + \text{NAD}^+ = \text{3-デヒドロ-L-グルコン酸} + \text{NADH} + \text{H}^+$
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--