

セカンダリーアルコールオキシダーゼ

Cat. No. EXWM-0400

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 五つ以上の炭素を持つ二次アルコールおよび分子量300 Daを超えるポリビニルアルコールに作用します。シュードモナス酵素は、分子あたり1つの非ヘム鉄原子を含んでいます。

別名 ポリビニルアルコールオキシダーゼ; セカンダリアルコールオキシダーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.1.3.18

CAS登録番号 71245-08-4

反応 二次アルコール + O₂ = ケトン + H₂O₂

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。