

ワタセニア・ルシフェリン 2-モノオキシゲナーゼ

Cat. No. EXWM-0621

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 発光イカのワタセニアからの酵素は、光の放出を測定することによって評価される可能性があります。

別名 ワタセニア型ルシフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.13.12.8

反応 $\text{ワタセニアルシフェリン} + \text{O}_2 = \text{酸化ワタセニアルシフェリン} + \text{CO}_2 + \text{h}\nu$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。