

フォルマート脱水素酵素 (シトクロム-c-553)

Cat. No. EXWM-1204

Lot. No. (See product label)

はじめに

■明 酵母シトクロムc、フェリシアニウムおよびフェナジンメトサルフェートは、アクセプターとして機能することができます。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.2.2.3

反応 $\text{formate} + 2 \text{ フェリシトクロム c-553} = \text{CO}_2 + 2 \text{ フェロシトクロム c-553} + \text{H}^+$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。