

アルセネート還元酵素 (ドナー)

Cat. No. EXWM-1245

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 ベンジルピオロゲンはアクセプターとして機能することができます。EC 1.20.4.1とは異なり、ヒ素酸還元酵素（グルタレドキシン）では、還元型グルタレドキシンは還元剤として機能できません。

別名 ヒ素酸塩:(受容体) 酸化還元酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.20.99.1

CAS登録番号 146907-46-2

反応 亜ヒ酸 + 受容体 = ヒ酸 + 還元された受容体

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。