

(+)-ラリシレシノール還元酵素

Cat. No. EXWM-1266

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	反応は、示された方向とは逆に生体内で触媒されます。多機能酵素であり、(+)-ピノレジノールを還元します [EC 1.23.1.1, (+)-ピノレジノール還元酵素]。植物のフォーシチア・インターメディア、ツガ・プリカタ（ウエスタンレッドシダー）、リナム・ペレネ（多年生フラックス）、およびリナム・コリンピュロスムから分離されました。
別名	ピノレジノール/ラリシレシノール還元酵素; ピノレジノール-ラリシレシノール還元酵素; (+)-ピノレジノール/(+)-ラリシレシノール; (+)-ピノレジノール-(+)-ラリシレシノール還元酵素; PLR

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 1.23.1.2
反応	(-)-セコイツラリシレノール + NADP+ = (+)-ラリシレノール + NADPH + H+
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--