

(-)-ラリシレシノール還元酵素

Cat. No. EXWM-1268

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 反 $\square$ は、示された方向とは逆の方向で生体内で触媒されます。多機能酵素で、(-)-ピノレジノール [EC 1.23.1.3、(-)-ピノレジノール還元酵素] を還元します。植物のスギ（西部赤杉）およびリナム・コリンピュロスムから分離されました。

別名 ピノレジノール/ラリシレシノール還元酵素; ピノレジノール-ラリシレシノール還元酵素; (-)-ピノレジノール-(-)-ラリシレシノール還元酵素; PLR

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.23.1.4

反応 (+)-セコイソラリシレシノール + NADP+ = (-)-ラリシレシノール + NADPH + H+

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。