

プレフェネート脱水素酵素

Cat. No. EXWM-1286

Lot. No. (See product label)

はじめに

ミュータース)も持ち、コリスマートをプレフェネートに□換します。

別名 ヒドロキシフェニルピルビン酸シンターゼ; コリスマートミュータース-プレフェネート脱水素

酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 1.3.1.12

*CAS*登□番号 9044-92-2

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5∏9週間です。お客∏の仕∏に∏じてカ

スタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ で保管してくだ

0415