

cis-2,3-ジヒドロビフェニル-2,3-ジオール脱水素酵素

Cat. No. EXWM-1326

Lot. No. (See product label)

はじめに

【明】 バイフェニル分解【路】における細菌の第二段階を触媒します。

【別名】 2,3-ジヒドロ-2,3-ジヒドロキシビフェニル脱水素酵素

製品情報

【形態】 液体または凍結乾燥粉末

【EC番号】 EC 1.3.1.56

【反】 $\text{cis-3-フェニルシクロヘキサ-3,5-ジエン-1,2-ジオール} + \text{NAD}^+ = \text{ビフェニル-2,3-ジオール} + \text{NADH} + \text{H}^+$

【備考】 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客様の仕【】に【】じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

【保存方法】 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。