

パビン **N**-メチルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-1908

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 植物 *Thalictrum flavum* から分離された酵素は、(R,S)-スタイロピンと (S)-スコウレリンをそれぞれ低い活性でメチル化します（14%および11%）。

別名 PavNMT

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.1.1.300

反応 S-アデノシル-L-メチオニン + (±)-パビン = S-アデノシル-L-ホモシステイン + N-メチルパビン

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。