

チオプリンS-メチルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-1968

Lot. No. (See product label)

はじめに

〆明 また、チオビリミジンや芳香族チオールに〆しても、より〆く作用します。EC 2.1.1.9チオールS-メチルトランスフェラーゼとは同一ではありません。

別名 メルカプトプリンメチルトランスフェラーゼ; チオプリンメチルトランスフェラーゼ; 6-チオプリン転メチル化酵素; TPMT

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.1.1.67

CAS登録番号 67339-09-7

反応 $\text{S-アデノシル-L-メチオニン} + \text{チオプリン} = \text{S-アデノシル-L-ホモシステイン} + \text{チオプリン S-メチルエーテル}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5〆9週間です。ご要望に〆じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。