

テトラヒドロメタンオプテリン S -メチルトランスフェラーゼ	
Cat. No. EXWM-1987	
Lot. No. (See product label)	
はじめに	
説明	メタン細菌メタンバクテリウム・サーモオートトロフィクムにおけるCOからメタンの形成に関与しています。メタンオプテリンは、ペリン類似体です。この反応は、古細菌における1つまたは2つのナトリウムイオンの輸出を含みます。
別名	テトラヒドロメタンオプテリンメチルトランスフェラーゼ
製品情報	
形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.1.1.86
CAS登録番号	103406-60-6
反応	5-メチル-5,6,7,8-テトラヒドロメタンオプテリン + 2-メルカプトエタンスルホン酸 = 5,6,7,8-テトラヒドロメタンオプテリン + 2-(メチルチオ)エタンスルホン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。
保管・発送情報	
保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。

Lot. No. (See product label)

□明　メタン細菌メタンバクテリウム・サーモオートトロフィクムにおけるCOからメタンの形成に関与しています。メタンオプテリンは、ペリン類似体です。この反□は、古細菌における1つまたは2つのナトリウムイオンの輸出を含みます。

別名	テトラヒドロメタンオプテリンメチルトランスフェラーゼ
----	----------------------------

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.1.1.86

CAS登録番号 103406-60-6

反□ 5-メチル-5,6,7,8-テトラヒドロメタンオプテリン + 2-メルカプトエタンスルホン酸 = 5.6.7.8-テトラヒドロメタンオプテリン + 2-(メチルチオ)エタンスルホン酸

備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。
----	--

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。