

フルオロスレオニン転移アルドラーゼ

Cat. No. EXWM-2035

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明
ピリドキサルリン酸タンパク質。クロロアセトアルデヒドを4-クロロ-L-スレオニンに□換することもできます。EC 2.1.2.1のグリシンヒドロキシメチルトランスフェラーゼとは異なり、基質としてグリシンを使用しません。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.2.1.8

CAS登録番号 403503-13-9

反応 L-スレオニン + フルオロアセトアルデヒド = アセトアルデヒド + 4-フルオロ-L-スレオニン

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間の保管は +4 °C で行ってください。長期間の保管は -20 °C~-80 °C で行ってください。