

## 擬似トロピンアシルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2128

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** この酵素は、擬似トロピンに見られるエクソン/3β構成に似て特異的な特異性を示し、トロピン（トロパン-3α-オール; EC 2.3.1.185、トロピンアシル転移酵素）およびノルトロピンは基質ではありません。アセチル-CoA、β-メチルクロトニル-CoA、ティグロイル-CoAを含む、広範囲の脂肪酸アシル-CoA誘導体に作用します。

**別名** 擬トロピン:アシル-CoA トランスフェラーゼ; ティグロイル-CoA:擬トロピン アシルトランスフェラーゼ; アセチル-CoA:擬トロピン アシルトランスフェラーゼ; 擬トロピン アセチルトランスフェラーゼ; 擬トロピン ティグロイルトランスフェラーゼ; PAT

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 2.3.1.186

**CAS登録番号** 138440-78-5, 162535-26-4

**反応** アシル-CoA + 偽トロピン = CoA + O-アシル偽トロピン

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。