

## ベンジルアルコール 〇-ベンゾイル転移酵素

Cat. No. EXWM-2139

Lot. No. (See product label)

## はじめに

> イブリダからの酵素は、ベンゾイル-CoAと2-フェニルエタノールから2-フェニルエチルベン ゾエートの形成も触媒します。ペチュニア・ハイブリダからの酵素のベンゾイル-CoAに∏する

明らかな触媒効率は、アセチル-CoAに[]してほぼ6倍高いです。

*別名* ベンゾイル-CoA:ベンジルアルコールベンゾイル転移酵素; ベンゾイル-CoA:ベンジルアルコー

ル/フェニルエタノールベンゾイル転移酵素; ベンゾイル補酵素A:ベンジルアルコールベンゾイ

ル転移酵素; ベンゾイル補酵素A:フェニルエタノールベンゾイル転移酵素

## 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC**番号 EC 2.3.1.196

反 ベンゾイル-CoA + ベンジルアルコール = CoA + ベンジルベンゾエート

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

## 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は **+4** ℃ で保管してください。長期間保管する場合は **-20** ℃~**-80** ℃ で保管してくだ

5110