

2-アシルグリセロール O-アシルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2166

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 ささまざまな2-アシルグリセロールはアクセプターとして機能することができ、パルミトイル-CoAや他の長鎖アシル-CoAはドナーとして機能することができます。sn-1位とsn-3位は、ほぼ同じ速度でアシル化されます。

別名 アシルグリセロールパルミトイル転移酵素; モノグリセリドアシルトランスフェラーゼ; アシルコエンザイムA-モノグリセリドアシルトランスフェラーゼ; モノアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.3.1.22

CAS登録番号 9055-17-8

反応 アシルCoA + 2-アシルグリセロール = CoA + ダイアシルグリセロール

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。