

UDP-N-アセチルムラミルペンタペプチド-リジン **N6-**アラニルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2283

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 L-seryl-tRNASerにも作用します。

別名 アラニル-トランスファ―リボヌクレ―ト-ウリジン二リン酸アセチルムラモイルペンタペプチ

ドトランスフェラーゼ; UDP-N-アセチルムラモイルペンタペプチドリジンN6-アラニルトランスフェラーゼ; ウリジン二リン酸アセチルムラモイルペンタペプチドリジンN6-アラニルトランスフェラーゼ; L-アラニル-tRNA:UDP-N-アセチルムラモイル-L-アラニル-D-グルタミル-L-リジン-D-アラニル-D-アラニン6-N-アラニルトランスフェラーゼ; L-アラニル-tRNA:UDP-N-アセチルムラモイル-L-アラニル-D-グルタミル-L-リジン-D-アラニンN6-アラニル

トランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.3.2.10

CAS登□番号 37257-26-4

 \mathcal{L} -アラニル-tRNAAla + UDP-N-アセチル- α -D-ムラモイル-L-アラニル-D-グルタミル-L-リジ

ン-D-アラニル-D-アラニン = tRNAAla + UDP-N-アセチル-α-D-ムラモイル-L-アラニル-D-グ

ルタミル-N6-(L-アラニル)-L-リジン-D-アラニル-D-アラニン

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5[[9週間です。ご要望に[]じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ で保管してくだ

5110