

D-アラニン γ -グルタミルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2287

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 D-フェニルアラニンとD-2-アミノブチレートも受容体として機能することができますが、より弱くなります。この酵素は、EC 2.3.2.2 (γ -グルタミルトランスフェラーゼ) のいくつかの反応も触媒します。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.3.2.14

CAS登録番号 9046-27-9

反応 $L\text{-グルタミン} + D\text{-アラニン} = \text{NH}_3 + \gamma\text{-L-グルタミル-D-アラニン}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。