

## ヒドロキノングルコシルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2446

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** ヒドロキノン是最も効果的なアクセプターですが、40以上のフェノール化合物もグルコシル化されますが、その速度は低いです。

**別名** アルブチンシンターゼ; ヒドロキノン:O-グルコシルトランスフェラーゼ

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 2.4.1.218

**反応** UDP-グルコース + ヒドロキノン = UDP + ヒドロキノン-O-β-D-グルコピラノシド

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。