

ソヤサポゲノール グルクロン酸転移酵素

Cat. No. EXWM-2493

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 二価イオンが必要で、Mg²⁺がMn²⁺よりも、Ca²⁺よりも優れています。また、ソヤサポゲノールAおよびEにも作用します。

別名 UGASGT; UDP-D-グルクロン酸:ソヤサポゲノール 3-O-D-グルクロンシルトランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.4.1.262

反応 UDP- α -D-グルクロン酸 + ソヤサポゲノールB = UDP + ソヤサポゲノールB 3-O- β -D-グルクロン酸エステル

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客様の仕様に合わせてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。