

## β-1,2-マンノビオースホスホリラーゼ

Cat. No. EXWM-2577

Lot. No. (See product label)

### はじめに

〇明 この酵素は、熱好性嫌気性細菌Thermoanaerobacter sp. X514から最初に特徴づけられ、可逆反〇を触媒します。参照: EC 2.4.1.340、1,2-β-オリゴマンナンホスホリラーゼ。

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.4.1.339

反〇 β-D-マンノピラノシル-(1→2)-D-マンノピラノース + リン酸 = D-マンノピラノース + α-D-マンノース 1-リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5〇9週間です。ご要望に〇じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。